



TAPABOCAS TERMOSELLADO QUIRÚRGICO
FILTRO ANTIBACTERIAL
EMPAQUE INDIVIDUAL
UN SOLO USO (IDEAL PARA ADULTOS)

inVIMA Registro INVIMA 1299



Marca país

100% Colombiano

Cumple la norma NTC 1733

USOS:

- Uso hospitalario.
- Laboratorios.
- Industria de cosméticos.
- Industria de alimentos.
- Hogar.
- Multiusos.

COMPOSICIÓN:

- Tela no tejida 100% polipropileno.
- Filtro antibacterial tela no tejida.
- Elástico resistente.
- Adaptador nasal anatómico.
- Color azul.
- Sanitizado con luz ultravioleta.

DESCRIPCIÓN:

- Uso para cubrir de forma segura la boca y la nariz, bloquear la exhalación oral, nasal y evitar contaminación en el ambiente.
- Triple capa de alta eficiencia de filtración.
- Pliegues que previenen acumulación de fluido.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Verifique que el empaque este en perfecto estado, en caso contrario desechar el producto.
- Realizar el debido lavado y limpieza de manos.
- Abrir el empaque del tapaboca por un extremo.
- Proceder con la colocación del tapaboca.
- Cubrir adecuadamente la nariz y la boca.
- Hacer ligera presión en la lamina presente en el tapaboca para ajustar la nariz.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

- Capa externa 25g/m²
- Capa interna 25g/m²
- Filtración de tela 25g/m²
- Tamaño: 17,5 cm x 9,2 cm (±2%).
- Número de tiras: 2 unidades elásticas.
- Largo tiras elásticas: 16 cm (±2%).
- Largo del puente nasal: 10 cm (±2 cm).

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA	CORRUGADO
001	TAPABOCA TERMOSELLADO QUIRÚRGICO	CAJA X 50 UNIDADES	40 CAJAS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA: Producto desechable para único uso.

DESCRIPCIÓN FINAL: Según la norma técnica de manejo de residuos sólidos hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológicos-infecciosos.

Fabricado por BACK SIDE LTDA.

Calle 77 # 69H-18 Bogotá DC-Colombia



www.backsidemedical.com



+(57) 1 8052779



contacto@backsidemedical.com